

## **СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МСИ ПО КАЛИБРОВКЕ МИКРОШПРИЦА МСИ 251-МКШ**

Предполагаемые участники МСИ – Государственные региональные Центры стандартизации РФ, оказывающие услуги по поверке, калибровке средств измерений объема.

Образец для контроля (ОК) представляет собой микрошприц фирмы Agilent, номинальной вместимостью 10 мкл.

Контролируемый показатель: действительный объем дозируемой жидкости

При проведении раунда МСИ используется один и тот же ОК, который последовательно передается от участника к участнику. К образцу прилагается инструкция по применению. Передачу ОК осуществляет провайдер, посредством услуг транспортной компании.

Участник МСИ может выполнить измерение показателя с использованием методик, предназначенных для калибровки микрошприца, по своему выбору.

Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528–2010 по z-индексу.